


En helt ny produktlinje från Sylak



Sylak ett företag i Abigo gruppen



Sylak ett företag i Abigo gruppen

Operationsknivar, engångs

- Bladen är tillverkade av svenskt rostfritt stål.
- Levereras med hylsa som skyddar bladet.
- Skaften är ergonomiskt utformade för bättre precision.
- Praktisk skala med gradering.



- 10
11460
- 11
11461
- 12
11462
- 15
11465
- 20
11470
- 21
11471
- 22
11472
- 23
11473
- 24
11474

Finns även i storlekarna 11P, 12D, 15C, 15SM och 25

- Uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC om medicintekniska produkter samt FDA-föreskrifter.
- Allt förpackningsmaterial uppfyller kraven i EN868 och är godkända enligt FDA.



Safety-skalpell för undvikande av risker med skärskador, blodsmitta osv

STORLEK	10	11	11P	12	15	15C
NR	11560	11561	11531	11562	11565	11566



Ligger i separata lättöppnade förpackningar. 10 skalpeller per ask.



Askar färgmärkta för lätt identifikation. 10 askar per låda

Knivblad

- Carbon steel (schweiziskt specialstål).
- Individuellt sterilpakerade i färgmärkta, lättöppnade förpackningar med plastförstärkt aluminiumfolie.
- Passar handtag från alla tillverkare. Uppfyller kraven i ISO7740.
- Steriliserade genom gammastrålning.
- Bladen uppfyller kraven i BS2082 samt direktiv 93/42/EEC om medicintekniska produkter.



100 blad per ask. 10 askar per låda. 10 lådor per kolla.



STORLEK	10	10A	11	11/11P	12	12D	15	15/15T	15C
Carbon steel	18010	18009	18011	18031	18012	18025	18000	18015	18026
Rostfritt stål	18110	18109	18111	18131	18112	18125	18100	18115	18126



STORLEK	18	20	21	22	22A	23	24	25	36
Carbon steel	18027	18020	18021	18022	18030	18023	18024	18028	18029
Rostfritt stål	-	18120	18121	18122	-	18123	18124	18128	-

Obs! Bladens storlek på bild är inte skalenliga.