

Siltape

Mjuk perforerad silikontejp

Produktbeskrivning

Siltape är en mjuk silikontejp som levereras i en praktisk rulle med perforeringar. Perforeringarna, (var 5:e cm) gör det enkelt att riva av bitar utan att behöva använda en sax.

Siltape kan användas i alla situationer där vanlig tejp används. Den är utmärkt på torr, skör och känslig hud. Det atraumatiska silikonet skonar huden och kan enkelt lyftas och fästas igen om man vill justera läget.

Siltape är en bra lösning t ex när man tejpar ögonlock vid operation, fäster infarter eller sonder. Små kirurgiska ingrepp, t ex biopsier kan täckas med Siltape utan att skada såret eller omkringliggande hud.



Bruksanvisning

Riv/klipp i önskad längd, avlägsna skyddsplasten, fixera.

Användningsområde

- Fixering på skör och känslig hud
- Kortisonbehandlade patienter
 - Tejpa ögonlock vid operation
 - Täcka små kirurgiska ingrepp
 - Fixering av infarter eller sonder
 - Tryckskydd vid sond eller trakealtub
 - På näsryggen vid syrgasmask
 - Fixering på barn

Fördelar

- Atraumatiskt förbandsbyte
- Kan lyftas och justeras
- Minskar risk för skav och tryck

Produkt	Varu nr	Storlek	Antal förp.
Siltape	CR3938	2 x 300 cm	1
Siltape	CR3939	4 x 150 cm	1

